

#### ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Описать процедуру мониторинга микробной (жизнеспособной) и общей (нежизнеспособной) нагрузки твердых частиц в системах сжатого воздуха и газа с помощью диффузора высокого давления (HPD) 28,3/50 или 100 литров в минуту (LPM) от компании EMTEK, LLC.

## ПРИНЦИП РАБОТЫ

Для испытания промышленных систем сжатого воздуха/газа под давлением на наличие микробных (жизнеспособных) и общих (нежизнеспособных) частиц необходим диффузор высокого давления, обеспечивающий диффузию воздушного потока/давления воздуха, чтобы можно было испытывать системы при используемых давлениях/скоростях потока для сбора репрезентативных данных о системе. Использование ЕМТЕК HPD позволяет отбирать пробы сжатого воздуха/газа на микроорганизмы с помощью пробоотборника микробного воздуха EMTEK RCG с контроллером V100 и портативного пробоотборника микробного воздуха P100, и/или позволяет отбирать общие пробы частиц в системах с помощью различных лазерных счетчиков частиц (LPC) (например, ТSI™, CLIMET™, Met One™, Lighthouse™ и т. д.). Во время тестирования размеры входных и выходных отверстий EMTEK HPD, а также диффузионные компоненты (выпускные отверстия/фильтры) уменьшают поток воздуха/давление воздуха, чтобы обеспечить скорость отбора проб 50 и 100 л/мин, доступную с пробоотборником воздуха EMTEK RCG, работающим с контроллером V100; скорость отбора проб 28,3 и 100 л/мин с портативным пробоотборником микробного воздуха P100; и скорость отбора проб 28,3, 50 и 100 л/мин, характерную для различных LPC.

## ПРИМЕЧАНИЯ

Микробные диффузоры высокого давления EMTEK, LLC предназначены для испытания систем сжатого воздуха и инертного газа (НЕ ЧИСТОГО КИСЛОРОДА!) при следующих приблизительных расходах и давлениях для каждого устройства в соответствии с описанием:

- V100/RCG @ 50 LPM / 18-110 psi / 1.3 8.6 bar
- V100/RCG @ 100 LPM 21-110 psi / 1.5 8.6 bar
- P100 @ 28.3 LPM / 4.5 to 80 psi / 0.3 6.5 bar
- P100 @ 100 LPM /26 110 psi / 1.8 7.6 bar
- Использование LPC будет находиться в тех же самых приблизительных диапазонах по скорости отбора проб, но будет несколько отличаться в зависимости от производителя LPC из-за различий в размерах вакуумного насоса, впускного отверстия и внутренних отверстий.
- <u>ИСПЫТАНИЕ НИЗКИМ ДАВЛЕНИЕМ @ 28.3 LPM</u>: 50-100 MBAR / 0.05 до 1.0 bar, может быть достигнуто с помощью выходного штуцера 100 LPM на входе в корпус HPD и выходного штуцера 28,3 LPM на выходе HPD (к пробоотборному устройству).

#### важно:

Результаты, достигнутые ЕМТЕК с помощью их системы, могут отличаться от результатов, достигнутых с помощью той же системы отбора проб и других систем, из-за идентификации размеров трубопроводов/трубопроводов этих систем и установок. Внутренние размеры трубопроводов системы и фитингов пробоотборного отверстия (например, регуляторов, соединителей, трубок, систем управления потоком LPC и т. д.) могут значительно повлиять на достижимый расход при различных давлениях.



## СОДЕРЖАНИЕ

Данный СОП охватывает следующее:

- ОБЯЗАННОСТИ
- - МАТЕРИАЛЫ
- ОБСЛУЖИВАНИЕ/БЕЗОПАСНОСТЬ/МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
- - Установка и испытание систем сжатого газа на содержание микроорганизмов и общих твердых частиц
- ПРИЛОЖЕНИЕ А: Сборка, очистка, техническое обслуживание
- ПРИЛОЖЕНИЕ В: Дезинфекция/стерилизация узла HPD и пробоотборной трубки
- - ПРИЛОЖЕНИЕ С: Примеры адаптеров для санитарных разъемов
- - ПРИЛОЖЕНИЕ D: Оборудование для тестирования контрольных отсчетов и лазерного счетчика частиц

#### ОБЯЗАННОСТИ

Весь персонал, осуществляющий мониторинг жизнеспособности воздуха с помощью EMTEK HPD, обязан пройти обучение и освоить эту процедуру.

#### МАТЕРИАЛЫ

• ЕМТЕК, LLC Диффузор высокого давления в сборе с соответствующими фитингами на входе/ выходе 28,3/50 л/мин или 100 л/мин, вытяжными фильтрами НЕРА (2) (РИСУНОК 1), и/или комплектом для сжатого газа Р100 НРD (РИСУНОК 2), санитарным зажимом/прокладкой, а также необходимыми переходниками для подключения к точкам отбора проб сжатого воздуха/ газа (см. примеры в ПРИЛОЖЕНИИ С. Не поставляются ЕМТЕК в качестве стандартных компонентов)



РИСУНОК 1 РИСУНОК 2

MICROBIAL AIR SAMPLERS	ЕМТЕК ДИФФУЗОР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ДИФФУЗОРА	АПР2019
TITLE		
Мониторинг микроорганизмог	в и общего содержания частиц в системах	CTP
сжатого газа/воздуха с помоц	цью диффузора высокого давления (HPD) ЕМТЕК	3 из 19

- Применяемое пробоотборное устройство для отбора проб микроорганизмов или общих твердых частиц:
  - Микробный
    - EMTEK RCG Пробоотборник и контроллер V100 в сборе (с соответствующой куполообразной чашей, 50 или 100 л/мин), а также руководство пользователя V100
    - EMTEK P100 Портативный пробоотборник микробного воздуха (с соответствующей насадкой на впускное отверстие 28,3 или 100 л/мин), адаптер для впускного отверстия P100, руководство пользователя P100
  - о Общее количество твердых частиц
    - Лазерный счетчик частиц (например, TSI™, CLIMET™, Met One™, Lighthouse™ и т.д.), необходимые принадлежности и соответствующее руководство пользователя
- Трубки Bev-a-Line XX (трубки с низким содержанием твердых частиц)
  - о Испытание на микроорганизмы с помощью P100 или V100/RCG: 0.500" ID
  - Испытание на общее количество твердых частиц с помощью LPC. Трубка диаметром 0,188",
     0,250" или 0,500", в зависимости от требований к входному адаптеру LPC и количества проб.
- Тестовые среды для RCG и P100 (например, стерильные планшеты TSA 90 мм)
- Перчатки: Чистые, не содержащие частиц осадков перчатки (например, латексные или нитриловые).
- Дезинфицирующее средство без твердых частиц, не образующее осадка (например, стерильный фильтрованный спирт или деионизированная вода)
- Чистые, не образующие частиц салфетки (например, салфетки Альфа или Гамма)
- Санитарные соединители/переходники (если применимо, примеры см. в Приложении С)
- Рожковые гаечные ключи: 7/16", 9/16" и 5/8" (предпочтительно низкопрофильные/тонкие ключи)
- Фильтр контрольный в сборе (например, капсульный или канистровый фильтр типа 0,2 микрона с соответствующим номинальным давлением и фитингами для подключения к воздушной или газовой системе под давлением)

#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Чтобы обеспечить надлежащую работу и безопасное использование EMTEK HPD, перед каждым днем использования персонал по отбору проб должен проверять устройство на наличие любых очевидных физических дефектов. Этот осмотр должен включать, но не ограничиваться следующим:

- Визуальный осмотр санитарного адаптера, зажима и уплотнения, чтобы убедиться, что они не имеют видимых повреждений, препятствующих надлежащему уплотнению (разрывы, зазубрины на прокладке и т. д.).
- Визуальный контроль, чтобы убедиться в отсутствии закупорки HPD для обеспечения надлежащего потока проб.
- Ручная проверка правильности сборки, посадки и затяжки входного и выходного патрубков EMTEK HPD.
- Ручная проверка надежности и правильности посадки уплотнительных колец крепления выпускного фильтра в свои пазы, а также надежности посадки фильтров на крепления фильтров.

При необходимости проведения технического обслуживания обратитесь к соответствующим специалистам по обслуживанию или ремонту.

MICROBIAL AIR SAMPLERS	ЕМТЕК ДИФФУЗОР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ДИФФУЗОРА	АПР2019
TITLE Мониторинг микроорганизмов и общего содержания частиц в системах сжатого газа/воздуха с помощью диффузора высокого давления (HPD) ЕМТЕК		СТР 4 из 19

## ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ!!

- ЧТОБЫ СВЕСТИ К МИНИМУМУ ВЕРОЯТНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ,
  - Не проводите прямые испытания систем с чистым или высокопроцентным кислородом! Испытаниям подлежат только инертные газы! К ним относятся воздух, азот, аргон и СО2.
  - Перед каждым использованием убедитесь, что диффузор правильно собран и фитинги затянуты.
  - Убедитесь, что санитарный фитинг правильно подключен к воздушной/газовой системе, прежде чем активировать место отбора проб.
  - Не используйте системы/клапаны, находящиеся под давлением более 110 фунтов на квадратный дюйм (7,6 бар), не отрегулировав давление до <110 фунтов на квадратный дюйм (<7,6 бар).</li>
  - Во избежание травмирования глаз используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), включая защитные очки и/или щиток.
  - Соблюдайте все меры предосторожности при эксплуатации и тестировании системы сжатого воздуха/газа.



## УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА

## 1. Установка и тестирование систем сжатого газа

1.1 Если диффузор высокого давления был подвергнут стерилизации (Рисунок 1), извлеките его из пакета для дезинфекции и прикрепите вытяжные фильтры НЕРА к отверстиям для фильтров (Рисунок 2 и 3).

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что уплотнительные кольца на креплении фильтров сидят правильно и не пережимаются при надавливании на фильтры.



РИСУНОК 1: СТЕРИЛЬНЫЙ ДИФФУЗОР И НОВЫЕ ФИЛЬТРЫ





РИСУНОК 3: В СБОРЕ




1.2 Положите или держите собранный диффузор рядом с клапаном сжатого воздуха/газа, который необходимо соединить. (Рисунок 4)





1.3 Прикрепите входной конец диффузора к системе воздуха/газа с помощью предварительно продезинфицированной (например, 70% спиртом) или предварительно простерилизованной (например, в автоклаве) санитарной прокладки и зажима. Или, если клапан не имеет соответствующего фитинга, используйте аналогичные средства крепления (например, см. примеры в ПРИЛОЖЕНИИ С, такие как санитарный барботер, санитарный редуктор/ удлинитель и т.д.) для надежного крепления диффузора к точке перепада давления. (Рисунок 5)


РИСУНОК 5: ДИФФУЗОР, ПРИКРЕПЛЕННЫЙ К КЛАПАНУ СЖАТОГО ВОЗДУХА



MICROBIAL AIR SAMPLERS	ЕМТЕК ДИФФУЗОР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ДИФФУЗОРА	АПР2019
TITLE Мониторинг микроорганизмое	в и общего содержания частиц в системах	СТР
	ью диффузора высокого давления (HPD) EMTEK	•

# ВНИМАНИЕ: Может потребоваться защита для ушей.

1.4 Убедитесь, что давление в системе или в контрольной точке находится в пределах диапазона HPD, в соответствии с предельным расходом проб HPD и используемого оборудования (см. ПРИЛОЖЕНИЯ на стр. 1). Задокументируйте значение давления на распечатке LPC или на бирке, если возможно.



- 1.4.1 Если перепад давления выходит за пределы диапазона HPD, отрегулируйте его перед тестированием, чтобы оно оставалось в пределах диапазона использования HPD.
- 1.4.2 Если к клапану не подключен манометр, обратитесь к соответствующему персоналу (например, технического обслуживания) для определения минимального и максимального давления перепада.

MICROBIAL AIR SAMPLERS	ЕМТЕК ДИФФУЗОР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ДИФФУЗОРА	АПР2019
1 1	и общего содержания частиц в системах ью диффузора высокого давления (HPD) EMTEK	СТР 8 из 19

## 1.5 Отбор проб общих частиц из контрольной точки теста системы

1.5.1 Прикрепите штуцер "елочка" HPD к счетчику частиц, используя не содержащую твердых частиц генерирующую/ретенционную трубку (например, трубку Bev-a-Line XX), в зависимости от размера входного отверстия LPC. Обычно для LPC производительностью 28,3 л/мин/1 CFM используются трубки ID 0,188", для LPC производительностью 50 л/мин - трубки ID 0,375", а для LPC производительностью 100 л/мин - трубки ID 0,500".



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Эксплуатируйте LPC и тестируйте систему, как описано в стандартных операционных процедурах, руководстве пользователя и/или других применимых руководствах.

- 1.5.2 Убедитесь, что настроена нужная частота (28.3, 50, или 100 LPM).
- 1.5.3 Включите подачу воздуха или газа из контрольной точки (т.е. откройте соответствующий клапан или регулятор).
- 1.5.4 Начните цикл отбора проб LPC и возьмите необходимый объем пробы или количество проб образцов (например, один кубический метр, пять (5) одноминутных образцов по 1 CFM и т.д.).

MICROBIAL AIR SAMPLERS	ЕМТЕК ДИФФУЗОР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ДИФФУЗОРА	АПР2019
	в и общего содержания частиц в системах цью диффузора высокого давления (HPD) EMTEK	СТР 9 из 19

- 1.5.5 Когда необходимый объем или количество проб будет взято, остановите LPC и закройте клапан или регулятор контрольной точки.
- 1.5.6 Снимите HPD с контрольной точки.
- 1.5.7 Повторите шаги с 1.5.1 по 1.5.6 для каждой контрольной точки, подлежащей отбору.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Настоятельно рекомендуется брать пробу за 1 минуту или 100 литров перед каждым образцом или набором образцов в новой точке отбора проб в качестве продувки для очистки от твердых частиц, которые могли образоваться во время транспортировки или установки узла HPD, или для уменьшения количества частиц, перенесенных из предыдущего отбора проб.


1.5.8 Сообщайте о результатах испытаний в соответствии с действующими на объекте процедурами.

## 1.6 Тест системы на наличие микроорганизмов в контрольной точке

1.6.1 Прикрепите предварительно продезинфицированную или стерилизованную трубку для проб диаметром 1/2" (например, трубку Bev-a-Line XX) к штуцеру "елочка" на диффузоре). (Рисунок 11)

РИСУНОК 11: ДИФФУЗОР С ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТРУБКОЙ ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ





MICROBIAL AIR SAMPLERS	ЕМТЕК ДИФФУЗОР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ДИФФУЗОРА	АПР2019
TITLE		
Мониторинг микроорганизмов	и общего содержания частиц в системах	CTP
сжатого газа/воздуха с помощ	ью диффузора высокого давления (HPD) EMTEK	10 из 19

- 1.6.2 Подсоедините трубку с образцом к входу RCG или P100 и проведите испытание в соответствии со следующими требованиями :
  - 1.6.2.1 Если тестирование проводится с помощью V100 с RCG: Подсоедините трубку для образцов к входному штуцеру 1/2" соединитель на куполе RCG, просто нажимая на трубку на штуцере (Рисунок 12).





1.6.2.1.1 Стандартная установка V100/RCG для отбора проб показана на рис. 13.





1.6.2.1.2 Подробные инструкции по отбору проб см. в руководстве пользователя V100 с контроллером V100 и пробоотборником воздуха RCG.




- 1.6.2.2 Если тестирование проводится с Р100: Подсоедините входной адаптер (1)
  - к P100, предварительно продезинфицированную или стерилизованную крышку впускного отверстия P100 (2). Плотно и равномерно надавите на адаптер впускного отверстия сверху, пока он не прижмется к крышке впускного отверстия P100.
  - 1.6.2.2.1 Прикрепите HPD к точке отбора проб сжатого воздуха или газа с помощью санитарного зажима и уплотнения, а также необходимых переходников (см. примеры в Приложении D).
  - 1.6.2.2.2 Подсоедините трубку между выходным патрубком HPD и входным адаптером P100
  - 1.6.2.2.3 Продуйте сборку в течение 30-60 секунд, а затем выполните отбор проб в соответствии с требованиями Приложение A, Руководство пользователя P100, Общий отбор проб с помощью P100.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Запустите поток сжатого воздуха или газа в диапазоне PSI, который будет работать с параметрами HPD для желаемой скорости потока, 28,3 или 100 л/мин.

- P100 @ 28.3 LPM / 4.5 to 80 psi / 0.3 6.5 bar
- P100 @ 100 LPM /26 110 psi / 2.8 8.6 bar

## РИСУНОК 14: Р100 ОТБОР ПРОБ СЖАТОГО ГАЗА



1.6.2.2.4 Подробные инструкции по отбору проб см. в руководствах пользователя P100 с пробоотборником воздуха для микроорганизмов P100.



## 1.7 Обслуживание и хранение

- 1.7.1 B LAF или BSC, надев соответствующий халат (например, стерильные рукава и перчатки), разберите диффузор.
- 1.7.2 Открутите конец сантехнического фитинга от внешней трубки диффузора с помощью ключа 5/8".
- 1.7.3 С помощью ключа на 7/16" открутите штуцер "елочка" от внешней трубки диффузора.
- 1.7.4 Снимите и осмотрите уплотнительные кольца, чтобы убедиться, что они не имеют видимых повреждений, которые препятствуют надлежащей герметизации диффузора (разрывы, зазубрины и т.д.). При необходимости замените их после очистки.
- 1.7.5 Надев чистые перчатки, очистите внутреннюю и внешнюю поверхности диффузора, используя дезинфицирующее средство без частиц, не образующее осадка (например, 70% стерильный фильтрованный спирт), или фильтрованную деионизированную воду и салфетки или тампоны, не содержащие частиц.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для дополнительного контроля эти операции можно выполнять в ламинарном боксе или в шкафу безопасности.

- 1.7.6 Выполните сборку в соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ А.
- 1.7.7 После повторной сборки рекомендуется установить диффузор высокого давления. Все фитинги для крепления и трубки для образцов должны быть продезинфицированы и/или простерилизованы. Рекомендации см. в ПРИЛОЖЕНИИ В.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Ультразвуковая водяная баня также может использоваться для очистки поверхностей диффузора перед окончательной дезинфекцией.

1.7.8 Храните диффузор высокого давления ЕМТЕК в чистом, сухом месте, например, в стерильной упаковке автоклавный пакет или другой пакет или футляр, не содержащий частиц.



#### ПРИЛОЖЕНИЕ А


## Сборка HPD

1. Убедитесь, что все части диффузора присутствуют, как показано на рис. 1 ниже, и что HPD надлежащим образом собраны.



- 2. Наденьте пару чистых или стерильных перчаток.
- 3. Убедитесь, что адаптеры фильтров закреплены. Если они ослаблены, затяните их ключом 9/16". Установите четыре уплотнительных кольца диаметром 12,1 мм, Dash# 13, силикон, по два на каждый фитинг в каналы для уплотнительных колец на фитингах фильтра. (Рисунок 2)







## ПРИЛОЖЕНИЕ А (продолжение)

4. Установите силиконовое уплотнительное кольцо диаметром 1 дюйм, Dash# 20, в канал уплотнительного кольца на конце корпуса диффузора. Находясь дальше всего от адаптеров фильтров, вкрутите фитинг санитарного адаптера во входной конец корпуса HPD, затяните его пальцами, а затем слегка затяните ключом с открытым концом 5/8". (Рисунок 3)

ПРИМЕЧАНИЕ: Будьте осторожны и не затягивайте слишком сильно, чтобы не повредить резьбу.





5. Поместите силиконовое уплотнительное кольцо диаметром 1 дюйм, Dash# 20, в канал уплотнительного кольца на конце диффузора, ближайшем к фильтру адаптеры. Вверните штуцер "елочка" выпускного адаптера в выпускной конец корпуса HPD и затяните его с помощью рожкового ключа 7/16 дюйма. (Рисунок 4)

ПРИМЕЧАНИЕ: Будьте осторожны и не затягивайте слишком сильно, чтобы не повредить резьбу.

РИСУНОК 4: ВЫПУСКНОЙ ФИТИНГ И УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО





# ЕМТЕК ДИФФУЗОР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ДИФФУЗОРА

АПР2019

Мониторинг микроорганизмов и общего содержания частиц в системах сжатого газа/воздуха с помощью диффузора высокого давления (HPD) ЕМТЕК

СТР 15 из 19

#### ПРИЛОЖЕНИЕ В

#### Дезинфекция/стерилизация HPD и пробоотборных трубок

- 1. Диффузор высокого давления (HPD) можно подвергнуть химической дезинфекции или паровой стерилизации (автоклавированию).
- 1.1 Для химической дезинфекции HPD (и санитарного зажима, и санитарной прокладки).
  - 1.1.1 В вытяжном шкафу с ламинарным потоком воздуха (LAF) или кабинете биологической безопасности (BSC), надев соответствующий халат (в соответствии с процедурами на объекте), снимите вытяжные фильтры HEPA с HPD и погрузите HPD в стерильный спирт (например, 70% этанол или изопропанол) или пропитайте его. Санитарный зажим и прокладку можно погрузить в спирт или распылить и протереть спиртом.
  - 1.1.2 Слейте спирт с ВРД, насколько это возможно. Затем высушите внешнюю поверхность HPD стерильными салфетками с низким содержанием частиц (например, салфетками Gamma) и дайте им полностью высохнуть на воздухе в ламинарном потоке или в шкафу биологической безопасности.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** HPD можно подключить к источнику стерильного воздуха с фильтрацией 0,22 микрона для продувки внутренней части .

- 1.1.3 Поместите в чистый или стерильный пакет или контейнер для транспортировки к месту отбора проб.
- 1.2 Для автоклавирования диффузора снимите вытяжные фильтры и упакуйте HPD в пакет соответствующего размера автоклавируйте пакет и автоклавируйте в стандартном цикле автоклавирования (например, 121С° в течение 20 минут или другой квалифицированный цикл).

  ДИФФУЗОР ПОДГОТОВЛЕН К РАБОТЕ В АВТОКЛАВЕ



ПРИМЕЧАНИЕ: Вытяжные фильтры НЕРА НЕ автоклавируются.

- 2. Трубки Bev-a-Line XX, поставляемые компанией EMTEK, можно подвергать химической дезинфекции или паровой стерилизации (автоклавированный) перед использованием.
  - 2.1 Для химической дезинфекции трубок:
  - 2.1.1 В вытяжном шкафу с ламинарным потоком воздуха (LAF) или в кабинете биологической безопасности (BSC), надев соответствующий халат (в соответствии с процедурами на объекте), промойте/насытьте внутреннюю поверхность трубки для образца с помощью бутылки со спреем или триггерного распылителя стерильным спиртом (например, 70%).

    EMTEK.AПР2019.00



Этанол или изопропанол). Соберите отходы спирта, вытекающие через трубку, в соответствующий контейнер или сосуд.

2.1.2 Слейте спирт из трубки, высушите внешние поверхности стерильными салфетками с низким содержанием частиц (например, салфетками Gamma) и дайте им полностью высохнуть на воздухе в ламинарном вытяжном шкафу или в кабинете биологической безопасности.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для обдува внутренних поверхностей можно использовать источник стерильного воздуха с фильтрацией 0,22 микрона трубки.

- 2.1.3 Поместите в стерильный пакет или контейнер для транспортировки к месту отбора проб.
- 2.2 Чтобы автоклавировать пробоотборную трубку 1/2" ID Bev-a-line XX, см. ниже. Упакуйте трубки, указанные ниже, и подвергните автоклавированию в соответствующем цикле (например, 121 С° в течение 20 минут или другой квалифицированный цикл стерилизации).

На рисунке ниже показаны три варианта/примера упаковки трубок для цикла автоклавирования. Главное во всех этих вариантах - позволить трубке оставаться как можно более прямой во время автоклавирования и охлаждения, поскольку при нагрузке на трубку она становится мягкой и сгибается/разгибается. При использовании показанных методов трубки останутся круглыми в течение многих циклов автоклавирования.

- 1) В верхнем варианте используются автоклавные пакеты шириной 3,5 дюйма и длиной 6-8 дюймов, приклеенные к трубке через отверстие пакета.
- 2) В среднем варианте биощит закреплен на концах с помощью автоклавной ленты или резинки.
- 3) В нижнем варианте используются два пакета шириной 3,5 дюйма и длиной 22 дюйма, чтобы покрыть длину 30-дюймовой трубки, и используется кран для крепления одного пакета к другому с дополнительной автоклавной лентой вокруг этой точки.
- 4) Другой вариант (не показан) использовать большой автоклавный пакет для свободного удержания трубок. При этом желательно, чтобы трубка была как можно более прямой, без каких-либо напряжений.





#### ПРИЛОЖЕНИЕ С

## MICRO HPD Размеры впускного патрубка

В MICRO HPD Sanitary используется фланец (или хомут) размером 1 дюйм, который может быть указан как уплотнитель размером 0,984 дюйма или 25 мм. Тип соединителя должен использовать тот же размер уплотнителя для сопряжения с размером патрубка MICRO HPD.

Примеры типов фитингов и их чертежи можно найти на веб-сайте Mc-MASTER-CARR: <a href="http://www.mcmaster.com/#standard-sanitary-quick-clamp-tube-fittings/=s8xhwy">http://www.mcmaster.com/#standard-sanitary-quick-clamp-tube-fittings/=s8xhwy</a>.

#### Примеры резьбовых соединителей



## Примеры барботажных разъемов



## Примеры фланцевых редукторов







#### **ПРИЛОЖЕНИЕ D**

#### Тест контроля счетчика

Контрольное тестирование проводится для проверки того, что HPD и трубки практически не содержат частиц. Идеально проводить контрольное тестирование перед каждым днем тестирования, после очистки HPD или если HPD и/или соответствующие трубки для проб подозреваются в наличии твердых частиц. Сам предел контрольного числа не указан ни в одном известном руководстве, но предполагается, что контрольное число должно быть ниже 10% от пределов класса системы. Например, если класс ISO тестируемой системы - ISO 5 (предел 3520 частиц >0,5 мкм/куб. м), предполагается, что результаты контрольного подсчета должны составлять менее 352 частиц >0,5 мкм. Однако пределы для теста на контрольный подсчет зависят от процедур, используемых на каждом предприятии.

## Тест контроля выполняется следующим образом:

- 1. Подсоедините фильтр контрольного счетчика в сборе к закрытому клапану сжатого воздуха или газа с помощью соответствующего фитинга (фитингов).
- 2. Присоедините входной конец HPD с санитарным разъемом к фильтру контрольного подсчета с помощью соответствующего фитинга(ов).
- 3. Прикрепите выходной конец HPD с штуцером "елочка" к трубке для пробы на входе датчика LPC с помощью соответствующей трубки и убедитесь, что LPC настроен на требуемую скорость пробы (например, 1 CFM, или 28,3, 50, 100 LPM).
- 4. Откройте давление в системе, подающее давление на фильтр контрольного отсчета в сборе, и отрегулируйте давление в диапазоне 20-30 PSI (1,4-2 бар).
- 5. Начните отбор проб с помощью LPC, следуя соответствующим процедурам работы LPC, и первоначально отберите пробу со скоростью 100 л/мин или несколько проб по 1 CFM, в зависимости от скорости потока счетчика частиц и возможностей объема пробы.
- 6. Если первые полученные результаты ниже предела контрольного подсчета (например, 10 % или в соответствии с процедурой на объекте), выключите LPC и закройте клапан системы, подающий в фильтр контрольного подсчета.
- 7. Если результаты по-прежнему остаются высокими, возьмите дополнительные пробы для продувки/очистки системы, пока количество проб не станет ниже применимого предела контрольных проб.
- 8. Как только будут получены приемлемые результаты, узел HPD/трубки будет допущен к испытаниям.
- 9. Если приемлемые результаты не получены, даже после дополнительной продувки, HPD или трубки могут быть загрязнены и содержать частицы. Попробуйте выполнить следующие действия для устранения количества частиц.
- Продуйте HPD и трубку в сборе в течение дополнительного периода времени, чтобы увидеть, попадает ли количество частиц в приемлемый диапазон.
- 11. Получите новые чистые трубки и повторите контрольный тест на количество частиц.



- 12. Если результаты по-прежнему неприемлемы, очистите HPD (согласно разделу 4) и повторите тест на контрольный счетчик.
- 13. Если есть подозрение на неисправность счетчика частиц, выполните тест контрольного подсчета непосредственно на LPC. Обратитесь к процедуре или руководству оператора для данного теста или для устранения неисправностей оборудования. Или приобретите другой счетчик частиц и повторите тест контрольного счета.
- 14. Запишите номер оборудования диффузора, инициалы аналитика и дату отбора проб на бирке контрольного подсчета с LPC.
- 15. Сохраните результат контрольного подсчета общего количества твердых частиц вместе с данными отбора проб за день.
- 16. Повторяйте контрольный подсчет общего количества твердых частиц по мере необходимости при отборе проб на нескольких участках. Высокое количество твердых частиц может привести к загрязнению HPD и узла трубки, а также к сохранению и переносу частиц из пробы, взятой в одном месте, в результаты пробы, взятой в другом месте.