

Тестер целостности перчаток GIT-03

Продукт соответствует требованиям Фармакопеи 2020 года.

Обеспечивает управление правами доступа к прибору, отслеживание изменений и электронную подпись.



Описание

Тестер целостности перчаток GIT-03 — это специализированный прибор для проверки целостности рукавов/перчаток изоляторов и систем RABS, а также цельных перчаток. Тестер включает панель управления, удобную для оператора, систему контроля и порт тестирования, совместимый с портом изолятора. Тестер может работать в режиме избыточного давления. Результаты теста отображаются как падение давления в единицу времени. Оператор определяет целостность тестируемых перчаток на основании эталонных значений, предоставленных производителем.

Особенности

- ◆ Разработан в соответствии со стандартом ISO 14644-7;
- ◆ Корпус легко очищается и пригоден для чистых зон;
- ◆ Наклонная панель управления удобна для наблюдения и работы;
- ◆ Тестовый газ — воздух;
- ◆ Обеспечивает печать результатов для ведения записей;
- ◆ Управление через сенсорный экран с понятным интерфейсом;
- ◆ Проводит тест на герметичность рукавов/перчаток до/после использования изолятора;
- ◆ Портативная конструкция удобна в эксплуатации.

Области применения

1. Медицина и здравоохранение

Больницы и операционные: тестирование хирургических перчаток, проверка их целостности для предотвращения проникновения бактерий или вирусов во время операции.

Фармацевтическая промышленность: использование в асептическом производстве (напр. цеха GMP) для контроля отсутствия разрывов перчаток оператора и предотвращения загрязнения лекарств.

Лаборатории: Лаборатории биобезопасности (уровень BSL-3/4) или химические лаборатории для предотвращения утечки опасных веществ.

2. Сфера промышленной защиты

Химическая промышленность: проверка целостности кислото-щелочестойких и растворителестойких перчаток для защиты персонала от химических травм.

Технические характеристики

Давление надува	0~5000 Па
Время теста	1~8 мин
Разрешение индикации давления	0.01 Па
Вес прибора	5 кг
Габариты основного блока	270 мм (длина) × 300 мм (ширина) × 200 мм (высота)
Характеристики испытательного порта	Ф255 мм (другие размеры могут быть изготовлены по заказу)
Функция печати	Матричный микропринтер
Хранение данных	10,000 групп
Питание	220 В, 50 Гц
Мощность	200 Вт

ООО "ОЛИЛ"

Адрес: 141402, Московская область, городской округ Химки, ул.Энгельса, д.7/15, офис 10.

Тел: +7 (495) 543-88-54 zakaz@olil.ru olil.ru